

# NOUVEAU

## CRYOLAB

### Laissez-vous guider par la NeuroCryoStimulation



**Nouveau :**  
**écran tactile**  
**avec protocoles**  
**assistés**

Toute la technologie CRYONIC pour vous accompagner  
dans le traitement de vos patients

**CRYONIC**  
MEDICAL

# UTILISATION SIMPLE



## Ecran tactile



## Programmes intégrés

- Arrêt automatique à la fin du temps de traitement
- Protocoles libres ou guidés



## Suivi patient

- Mémoire interne
- Enregistrement du suivi patient : pathologie, historique des soins.

## PRIORITÉ A LA TECHNOLOGIE ET AU DESIGN

Issu de 20 années de recherche et d'avancée technologique, le CryoLAB a été développé pour vous accompagner dans votre utilisation quotidienne du Choc Thermique à  $-78^{\circ}\text{C}$ . Des protocoles d'utilisation rapides et efficaces tant en phase aiguë que chronique (cervicalgie, épicondylite, algoneurodystrophie...).

Un outil thérapeutique performant qui met l'accent sur l'innovation, le design et l'ergonomie.



- Rétro éclairage du pupitre
- Mobile et autonome



- Option : 2 pistolets



- Nouveau système de mise en place de la bouteille

**CRYONIC**  
MEDICAL

Le Martinet du Haut, 39110 Salins les Bains  
Téléphone : (+33) 3 84 37 97 70  
Fax : (+33) 3 84 73 01 36  
Email : [cryonic@cryonic-medical.com](mailto:cryonic@cryonic-medical.com)  
Site web : [www.cryonic-medical.com](http://www.cryonic-medical.com)

**CRYOLAB**